

ICELOCK® SERIE 100



ICELOCKS

Rating: Not Rated Yet

Price

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer: [ÖSSUR](#)

Description

ANCLAJE DE TRINQUETE, CON PIRÁMIDE MACHO INTEGRADA

- • Intercambiables
- • Fácil de usar - una sola laminación
- • Se puede cambiar a cordón o válvula
- • Peso máximo del usuario 100kg y 120kg, según modelo
- • Apto para todos los niveles de actividad