

## CLARUS C



Rating: Not Rated Yet  
Price

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [Bioquell](#)

### Description

Generador móvil diseñado para proporcionar una reducción esporicida de 6-log de equipos y salas hasta 300m<sup>3</sup>. Las características incluyen: catalizador integrado, sensor de H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, sistema de refrigeración de larga vida para el secado y conformidad con las Buenas Prácticas de Producción (GMP). Este generador se configura a menudo para proporcionar un sistema de descontaminación fijo automatizado para salas, bloques y zonas.