

## RE-FLEX ROTATE™



PIES FLEX-FOOT

Calificación: Sin calificación

**Precio**

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [ÖSSUR](#)

### Descripción

Combina los reconocidos atributos de la gama Flex-Foot® de retorno de energía y progresión plantar suave, con absorción de impactos verticales y control de la torsión y rotación. Ligero y fácil de montar, el pie incorpora una célula de torsión, que ayuda a reducir las fuerzas de rotación en la rodilla y las fuerzas de cizallamiento en el muñón. La doble quilla de carbono reduce el Impacto de las fuerzas verticales, mientras que la función EVO ayuda a mejorar el control de la fase de apoyo y progresión plantar, aumentando el confort.

Diseñado para acomodar el senderismo y otras actividades de alto impacto, así caminar en terreno llano, el Vari-Flex XC Rotate es ideal para los usuarios activos que quieren utilizar un pie ligero para una amplia gama de las actividades cotidianas