

## FLEX-FOOT CHEETAH® XTEND CON SUELA DE CLAVOS NIKE®



PIES FLEX-FOOT

Calificación: Sin calificación

**Precio**

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [ÖSSUR](#)

### Descripción

Despega con la máxima potencia para una carrera cómoda y eficaz desde el principio hasta el final.

El Cheetah Xtend es el compañero perfecto para los sprints largos y las carreras de corta distancia (400 - 5000 m). Esta quilla de fibra de carbono altamente eficaz presenta una curvatura continua en la parte del antepié que proporciona una progresión plantar totalmente fluida. El antepié más largo y plano mejora el despegue, mientras que el pilón flexionado en la zona plantar mejora la progresión hacia delante.

La suela de clavos ha sido diseñada exclusivamente para el pie Cheetah. Proporciona una tracción especializada que se ha optimizado para la quilla.

Actualmente hay disponible un nuevo adaptador de alineación para el Cheetah, que permite una colocación más rápida y una alineación más sencilla fuera de la quilla.