

RHEO KNEE ° 3



RODILLAS Y PIERNAS

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [ÖSSUR](#)

Descripción

La RHEO KNEE ° 3 proporciona la función más natural de todas las rodillas con microprocesador porque se adapta continuamente al usuario y al entorno, al tiempo que ofrece el equilibrio perfecto entre la estabilidad y la dinámica.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El inicio de la fase de balanceo sin esfuerzo permite una marcha más fluida, incluso entre multitudes y en espacios reducidos.

El actuador avanzado y el control de la resistencia garantizan la mejor resistencia posible, por ejemplo, un mayor apoyo al bajar escaleras y el mínimo esfuerzo necesario al caminar sobre suelo llano.

Un muelle de potencia constante proporciona una progresión natural en el balanceo.

Cinco sensores para el análisis de la marcha, incluyendo un sensor cinemático, garantizan la estabilidad y la respuesta dinámica en cada situación.

La tecnología magnetoreológica permite una respuesta instantánea para que los usuarios no tengan que esperar a que la rodilla responda.

Mecanismo de bloqueo en extensión, para bloquear la rodilla en extensión completa y aumentar la seguridad y la comodidad en circunstancias específicas.