

## TOTAL KNEE® 2100



RODILLAS Y PIERNAS

Calificación: Sin calificación

**Precio**

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [ÖSSUR](#)

Descripción

La Total Knee 2100 es una rodilla poli céntrica altamente refinada con un sistema de control de balanceo hidráulico de 3 fases diseñado para soportar las necesidades exigentes de los amputados más activos. Con un límite de peso de 125 kg y un 25% más de capacidad del fluido respecto al modelo 2000, la Total Knee 2100 ofrece lo último en estabilidad, control, eficiencia y durabilidad.

- • Rodilla poli céntrica para adultos, diseñada para diferentes velocidades de marcha, altos niveles de actividad y cargas pesadas
- • Sistema de bloqueo geométrico
- • Con abrazadera de tubo para 30mm
- • Flexión de apoyo regulable
- • Ayuda de extensión regulable