

ICELOCK® SERIE 100



ICELOCKS

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [ÖSSUR](#)

Descripción

ANCLAJE DE TRINQUETE, CON PIRÁMIDE MACHO INTEGRADA

- • Intercambiables
- • Fácil de usar - una sola laminación
- • Se puede cambiar a cordón o válvula
- • Peso máximo del usuario 100kg y 120kg, según modelo
- • Apto para todos los niveles de actividad